

OSOM®

Trichomonas Methodenvergleich

femteva UG im Aktiv Reha Center
Am Taubenfeld 39
69123 Heidelberg
Tel.: +49 6221 321937 0
Fax: +49 6221 321937 9
Email: info@femteva.de
www.femteva.com

METHODE

EIGENSCHAFTEN



MIKROSKOPIE

Mangelnde Genauigkeit (30-75%); abhängig von Erfahrung des Anwenders, Mikroskopmodell und Probenbehandlung
Beurteilung lebender, beweglicher Organismen obligat;
20% aller Trichomonaden sterben innerhalb von 10 Minuten nach Probenentnahme ab



KULTUR

Lange Zeit Goldstandard, da höhere Genauigkeit als Nativpräparat
Zeit- und arbeitsintensiv; Ergebnis erst nach mehreren Tagen



MOLEKULAR
(NAAT/TMA)

Hohe Genauigkeit
Hoher Preis pro Test, benötigt spezialisiertes Personal, zeitintensiv



OSOM® TRICHOMONAS
SCHNELLTEST

30 Sekunden Bearbeitungszeit, Ergebnisse innerhalb 10 Minuten
Keine zusätzliche Ausstattung nötig, einfache Handhabung
Objektive Ergebnisse
Antigen-Nachweis auch bereits abgestorbener Organismen



OSOM® TRANSPORTSYSTEM

Jetzt können Sie Proben für den OSOM® TRICHOMONAS und OSOM® BVBLUE ganz einfach ins Labor schicken.



OSOM® VAGINITIS TRANSPORTSYSTEM

(TRICH & BV) # 185